

Responsable du dossier :
VO QUANG DANG, Dr
Département médical
vqdang@aol.com

N° Réf : vqd/1203/prisma-press
Secteur : GP

COMMUNIQUE DE PRESSE

Magazine MANAGEMENT de JANVIER 2004

Le patch KOOL patch® Un nouveau concept anti-STRESS compact et sans fil

KOOL patch® est le premier patch électronique adhésif « anti-STRESS » sur le marché.

Problème de santé publique typique de la société moderne, le STRESS est grave par son intensité et par son étendue.

- D'une part, le STRESS n'épargne personne, de l'étudiant au directeur de société, en passant par le retraité ; de nos jours, même les enfants sont stressés !
- D'autre part, le STRESS provoque insidieusement des « **nœuds** » **neuro-musculaires** spécifiques au niveau corporel (*la nuque, la région du mi-dos et celle sus-ombilicale*) et de-là, empêche le bon fonctionnement de l'organisme et déclenche en vagues successives des troubles fonctionnels et psycho-somatiques (*une boule à la gorge, un nœud à l'estomac, des crampes aux mollets, angoisse du matin, raideur de nuque, céphalées, fatigabilité, ballonnement abdominal, insomnie de la moitié de la nuit, instabilité de la marche, irritabilité, perte de la confiance en soi, perte de performances physiques et professionnelles,...*)

L'apparition des « nœuds » neuro-musculaires marquent le **point du non-retour du processus d'envahissement** du STRESS : les personnes stressées ne pourraient pas être soulagées sans un soutien ou une aide extérieure, même si elles sont conscientes du dégât et ont la volonté d'agir. *En effet, le corps usé par le STRESS n'arrive plus à suivre une volonté parfois déjà confuse ou vacillante.*

Mais la gravité corporelle ne s'arrête pas aux seuls problèmes psychiques. Une nouvelle étape d'aggravation par le STRESS sera franchie ; c'est le stade de la **maladie organique du stressé**. Des études cliniques suédoises ont mis en évidence l'action du stress dans l'apparition des **maladies cardio-vasculaires graves** chez des travailleurs soumis à des tensions professionnelles importantes.

Enfin, l'existence des **ulcères gastriques dus au STRESS** (chez les accidentés de la voie publique par exemple) est une réalité vécue et admise par le corps médical.

Pourquoi vivre sans le STRESS ?

Le calme est la clé pour ouvrir des portes permettant **l'optimisation des performances personnelles et professionnelles.**

Devant des mêmes problèmes ou soucis, la personne calme et « zen » propose et choisit des solutions ou des voies plus performantes, plus adéquates et plus rapides que celles du nerveux ou de l'anxieux.

Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit des décideurs des sociétés quelle que soit leur taille. Lorsque, constamment vécus dans, sur ou sous le STRESS, ces cadres sont brisés par lui qui d'une part, déforme leur appréciation des faits et d'autre part, brouille leur vision lointaine, il n'est pas rare de nos jours de voir le choix de certaines décisions stratégiques dénudées de tout bon sens ou de réflexion mûre. Pour l'équipe médicale d'IDT France, l'intelligence des hommes n'est nullement en cause, ce serait le STRESS qui est la raison de la mauvaise appréciation des risques encourus et du mauvais choix des solutions.

Des conséquences économiques graves sont parfois irréversibles et tragiques pour ces sociétés et pour leurs employés, comme nous les avons observées ces derniers mois.

Pourquoi un nouveau moyen contre le STRESS ?

Recourir aux drogues ou aux calmants (psychotropes) n'est jamais une solution ni à court terme pour les premiers, ni à moyen terme pour les seconds, surtout lorsqu'il s'agit d'une population professionnelle active en raison des effets secondaires néfastes (perte de mémoire, somnolence, confusion, aggravation de la fatigabilité, diminution des performances,...)

Faire du yoga, se faire masser, courir et marcher, prendre des vacances, faire un « break » sont des moyens raisonnables pour rester calme. Il faut les conseiller aux personnes stressées même si les résultats sont aléatoires.

Mais leur pratique qui exige du temps présente un obstacle majeur: en effet le temps manque fondamentalement chez les stressés.

KOOL patch® le premier patch électronique adhésif « anti-STRESS » répond aux exigences d'un moyen idéal contre le stress des temps modernes: **simple, efficace, toujours à la portée des mains et écologique.**

Comment ça marche ?

KOOL patch® : une innovation aux performances indiscutables

- Stratégie d'un nouveau traitement innovant
Les « nœuds » neuro-musculaires causés par le STRESS constituent le maillon incontournable d'un cercle vicieux, à partir desquels le STRESS va vaincre la résistance corporelle. Il n'y a pas de STRESS grave sans « nœuds » de blocage.
Ce sont aussi les points faibles de la stratégie d'envahissement du STRESS.
En levant leur blocage, **KOOL patch®** est capable de rompre le cercle vicieux, procurer calme et détente et relancer le processus de dynamisation des performances corporelles.

- Performances scientifiques prouvées

KOOL patch® est doté d'un programme de relaxation et de dynamisation neuro-musculaire sophistiqué et particulièrement efficace. **KOOL patch®** envoie une succession d'ondes de stimulations biphasiques et asymétriques, jouant à la fois sur la fréquence (de 20 à 60Hz) et la durée des ondes émises.

Elle permet dans un premier temps à optimiser la détente neuro-musculaire.

Lorsque la levée du blocage est obtenue, le programme de stimulation intervient ensuite dans la phase de dynamisation du fonctionnement du corps. Ainsi, les performances personnelles et professionnelles seront relancées

Les ondes de stimulations de **KOOL patch®** rentrent dans le cadre des ondes de basse fréquence des appareils EMS –électro-musculaire stimulation-. Son programme de stimulations à fréquence variable a une double action neuro-musculaire relaxante et dynamisante. Ces ondes sont bien codifiées et acceptées par le corps médicale comme efficace pour cette indication qui est certifiée par des organismes de certification indépendante (CE médical européen) ou officielle (FDA USA). Elles sont utilisées dans la rééducation fonctionnelle des patients ou dans l'optimisation du travail musculaire des sportifs de haut niveau.

Le programme sophistiqué du **KOOL patch®** comportant 8 sous-programmes et l'application du **KOOL patch®** sur les « nœuds » définis par IDT France, sont issus du savoir-faire unique et de longue haleine de l'équipe médicale d'IDT France. Utilisé avec soins en suivant les conseils détaillés de la notice d'emploi, l'efficacité du **KOOL patch®** est certaine après 2 semaines de traitement.

De ce fait, **KOOL patch®** est un dispositif médical ayant obtenu le certificat CE médical.

KOOL patch® : un moyen anti-STRESS moderne et écologique

Le concept du **KOOL patch®** est innovant et adapté à la vie moderne, surtout aux cadres décideurs des sociétés.

Compact et sans fil, l'appareil de Haute Technologie est condensé dans un espace ultra-plat. Monté sur un patch adhésif et très simple d'utilisation, **KOOL patch®** se colle tout simplement sur la peau, en regard des « nœuds » à traiter : l'appliquez et stimulez.

Le patch anti-STRESS **KOOL patch®** s'utilise en toute circonstance et se porte même sous le vêtement en toute discrétion.

Compact et sans fil, **KOOL patch®** est toujours à la portée des mains et rapidement disponible. Il faut optimiser cette merveilleuse disponibilité du **KOOL patch®** afin de rester « Zen et performant » le plus souvent possible : « détressez-vous » aussi avant un examen, une réunion, une séance de travail, une prise de décision importante,

Effectivement, c'est à ces moments que l'on est plus souvent seul et impuissant devant les événements. Maintenant, il y a **KOOL patch®**

Fort de la conception moderne, **KOOL patch®** a été conçu spécialement pour l'utilisation par soi-même, à domicile ou en déplacement (professionnel ou de loisirs)

De plus, il n'y a aucune substance chimique ou psychotrope à ingérer : **KOOL patch®** n'est pas seulement performant, il est aussi **écologique**, laissant ainsi intacte (voire même optimisant) la capacité de votre mémoire.

KOOL patch® : un dispositif médical sérieux

Le patch **KOOL patch®** répond aux normes CE 0434 médical

Sa fabrication répond aux normes ISO9002 et EN46002

Énergie de fonctionnement : pile Lithium 3V modèle CR2032

Durée de vie de la pile : 4 mois

Dimensions : 5.0 x 2.5 x 0.7 cm

Poids : 19g

Prix indicatif et Points de vente

KOOL patch® est livré prêt à l'emploi :

- appareil x 1
- patch adhésif x 2
- pile Lithium 3V CR2032 x1
- notice d'emploi x1
- garantie x1

Prix indicatif du **KOOL patch®** : 59 EUROTTC

Code de commande : **ACL 7862816**

En vente en pharmacie,
magasins spécialisés du matériel médical, ...

En ligne sur <http://www.slim-tens.com>

Télé ACHAT TF1



Conception et fabrication

IDT France

Avenue catalogne

F-66600 Salses le château (France)

tél +33-0 468386233

fax +33 0 468386143

email : idt@idt-france.fr

web sites : www.idt-france.fr <http://www.slim-tens.com>

*Copyright medical department of IDT France
December 2003*